

MA297 Kézi masszírozó készülék masszázs pisztoly használati útmutatója

Vezeték nélküli masszázspisztoly 4 cserélhető masszázsfejel a test különböző részeihez. Ennek a készüléknek köszönhetően végre ellazíthatja és megerősítheti fáradt hát- és nyakizmait, de a masszírozó kiválóan használható a test más részein is. A masszírozóban akár 4 különböző masszázsfajta található (lapos, kerek, villás és golyós), amelyek nagyon könnyen cserélhetők. 6 fokozatban állítható a masszázs sebessége. A készülék beépített akkumulátorának köszönhetően akár utazás közben is használhatja a masszírozót. Remek relaxációs forma a fáradt és feszült testizmoknak. A termék tökéletesen ellazít és ellazít. Győződjön meg Ön is, és kényeztesse magát egy masszázzsal, akár egy profi szalonban.

Műszaki adatok:

- Anyaga: PP műanyag
- Tápellátás: Li-Ion 12000 mAh akkumulátor
- Feszültség: 7,4V DC
- Töltési idő: kb. 60 perc
- Munkaidő: 2-3 óra
- Névleges teljesítmény: 24W
- Állítható masszázserősség (6 fokozat)
- 4 cserélhető masszázsfajta (villa, golyó, lapos, kerek)
- Kényelmes kezelőpanel
- LED diódák, amelyek jelzik a kiválasztott masszázssebességet
- Hosszúság: 22,2 cm
- Szélesség: 6,6 cm
- Magasság: 23 cm
- Kábelhossz: 100 cm
- Súly (csomagolással): 1,5 kg
- Szín: fekete

Használata:

- Helyezze a 4 masszázscsúcs egyikét a masszírozófejbe (villa, golyó, lapos, kerek), a kívánt masszázsmódtól függően.
- Helyezze a masszírozót a testére az alábbi módok egyikével:



→ Kapcsolja be a masszírozót a kezelőpanel középső I/O gombjának hosszú (2-3 mp) megnyomásával. Ekkor a masszázsfajta elkezd dolgozni. Ne feledje, hogy az optimális masszázsidő körülbelül 15 perc.

MEGJEGYZÉS: Ha a készülék akkumulátora lemerült, csatlakoztassa a készüléket egy dedikált 220 V-os tápegységhez, majd csatlakoztassa a tápegységet a hálózathoz a töltéshez. Ne feledje, hogy töltés közben ne használja a készüléket (ez az akkumulátor kapacitásának csökkenéséhez vagy károsodásához vezethet!).

→ A masszázs sebességének megváltoztatásához (6 fokozatú skálán), nyomja meg a kezelőpanel közepén található gombot röviden.

→ A világító LED-ek száma az aktuális masszázserőt jelzi (1-től 6-ig).

→ A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva az I/O gombot a vezérlőpanelen. A masszázsfajok azonnal leállnak.

→ A töltő aljzat a kezelőpanel gombja alatt található.

Figyelmeztetések:

→ Ne használja a készüléket párás környezetben vagy 40 Celsius fok feletti hőmérsékleten.

→ Ne tegye ki a készüléket víznek. Ne merítse vízbe! Ez áramütést okozhat!

→ Ne használja a készüléket érzékeny testrészek masszírozására, mint például: csukló, mell, térd, könyök és intim helyek.

→ Ne használja a készüléket alkoholos befolyásoltság alatt!

→ A készülék (valamint bármely más masszírozógép) terhes nők, krónikus betegek és idősek általi használatát kezelőorvossal egyeztetni kell.

→ A töltés befejezése után válassza le a készüléket az elektromos hálózatról!

MEGJEGYZÉS: Ne használja a készüléket egyszerre 10-15 percnél tovább.

FIGYELEM: Ezt a berendezést 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, csökkent fizikai vagy szellemi képességű személyek, valamint a berendezéssel kapcsolatos tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak úgy használhatják, ha a berendezés biztonságos használatára vonatkozóan felügyeletet vagy utasításokat biztosítanak számukra, és a felmerülő kockázatokat megértették. Gyermekek nem játszhatnak a berendezéssel. Gyermekek nem tisztíthatják vagy karbantarthatják a berendezést felügyelet nélkül!



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína



www.metroman.hu